

# ZYGOBOX®

## Présentation du service ZYGOBOX

La ZYGOBOX est une offre de prestation de service qui vous est proposée par Southern Implants France.

Ce service met à votre disposition du matériel destiné à des cas de chirurgies complexes pour une durée d'une semaine.

Ce service est également établi par un contrat de location.

Nous vous envoyons la box complète une semaine avant votre intervention et nous la récupérons une semaine après.

L'envoi ainsi que le retour des produits sont pris en charge par Southern Implants France.



**La box doit être réservée 3 semaines avant votre intervention.**



**Mise à disposition d'un large choix d'implants**



**Evite l'engagement de stock conséquent**

**STERILE**

**Produits livrés stériles (sauf kit chirurgical et trousse de prothèse)**



**Facturation des produits à l'utilisation**



**Envoi et retour des produits pris en charge**


## Contenu adapté à votre chirurgie

### Les essentiels:

- Le service de mise à disposition
- Les implants Zygomatiques
- Les capuchons de cicatrisation en titane
- Les transferts d'empreinte ouverts et fermés
- Les analogues
- Les cylindres en titane provisoires
- Les vis de laboratoire
- Les vis définitives

### En option:


- Le kit chirurgical et la trousse de prothèse\*
- Les forets stériles\*



## Contenu du kit chirurgical

- 1 porte implant
- 1 tournevis manuel (taille M)
- 3 indicateurs de direction
- 1 tournevis chirurgical
- 1 clé dynamométrique (en 2 parties)
- 1 jauge de profondeur
- 1 rétracteur

## Rangement du kit chirurgical



## Contenu de la trousse de prothèse

- 3 tournevis mécaniques (taille S/M/L)
- 1 tournevis mécanique pour MUA droit
- 2 tournevis manuels (taille S/L)
- 2 adaptateurs pour clé dynamométrique (connectique contre-angle et hexagonale)


## Rangement de la trousse de prothèse

Tournevis mécaniques (taille S/M/L)

Tournevis mécanique (MUA)

Tournevis manuels (taille S/L)

Adaptateurs



## Différents types de ZYGOBOX (au choix):

- **Full-ZYGOBOX** - Mise à disposition de:

22 implants  
16 piliers Compact Conical  
4 transferts d'empreinte ouverts  
4 transferts d'empreinte fermés  
4 répliques  
4 cylindres en titane provisoires  
4 vis de laboratoire  
4 vis définitives

- **Quad-ZYGOBOX** - Mise à disposition de:

16 implants  
8 piliers Compact Conical  
2 transferts d'empreinte ouverts  
2 transferts d'empreinte fermés  
2 répliques  
2 cylindres en titane provisoires  
2 vis de laboratoire  
2 vis définitives

- **Bi-ZYGOBOX** - Mise à disposition de:

8 implants  
2 piliers Compact Conical  
2 transferts d'empreinte ouverts  
2 transferts d'empreinte fermés  
2 répliques  
2 cylindres en titane provisoires  
2 vis de laboratoire  
2 vis définitives



## NOTE IMPORTANTE - Conditionnement pour retour du matériel

Ce matériel a été préparé, nettoyé, reconditionné et contrôlé par un technicien Southern Implants.

Nous vous remercions de respecter le travail de cette personne et par conséquent de réaliser les tâches suivantes après avoir utilisé les produits :

- Packager les produits dans leurs conditionnements d'origine.
- Ranger les produits à leurs emplacements initiaux.
- Vérifier la mise en place la mousse de protection.
- Refermer la malette avec le code du cadenas communiqué précédemment.
- Coller le bon de transport sur la malette ou votre conditionnement.  
(Le bon de transport vous sera envoyé par e-mail)
- Nous faire parvenir le rapport de stérilisation des produits dans la malette ou par mail « [serviceclients@southernimplants.fr](mailto:serviceclients@southernimplants.fr) ».
- Nous mettons à disposition la malette pour une durée d'une semaine. Pour une mise à disposition prolongée, merci de bien vouloir contacter le service clients.

### Pour prévoir un enlèvement merci de bien vouloir contacter le Service Clients:


- par téléphone au **04.90.77.03.77**

- par mail à l'adresse [serviceclients@southernimplants.fr](mailto:serviceclients@southernimplants.fr)

**Notre service clients se chargera de programmer l'enlèvement et vous fera parvenir par e-mail le bon de transport à coller sur votre conditionnement.**



**Rangement Zygobox**



**Bon de transport**